

Anticorps Polyclonal Anti-Chp1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q99653

Numéro d'article: CM0020595



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre CHP1, validé pour WB, IF/ICC, ELISA sur humain, souris, rat. Cible la protéine homologue à la calcineurine B 1 (22 kDa), impliquée dans la régulation du pH et le trafic vésiculaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CHP1 Lapin pAb
Remarques/Alias	CHP; p22; p24; SPAX9; Sid470p; SLC9A1BP; CHP1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	11261
GeneID	11261
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-195 de CHP1 humain (NP_009167.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q99653
Poids de la protéine	22kDa
Expédition	Sac de glace