


Anticorps Polyclonal Anti-Chpt1 Pour Wb, Elisa - Q8Wud6

Numéro d'article: CM0021104



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le CHPT1 humain, validé pour le WB et l'ELISA. La cholinephosphotransférase 1 catalyse l'étape finale de la synthèse de la phosphatidylcholine, cruciale pour la biogenèse membranaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CHPT1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	CPT, CPT1, CHPT1
Espèce	Humain
Identifiant du gène	56994
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du CHPT1 humain (NP_064629.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q8WUD6
Poids moléculaire de la protéine	45kDa
Expédition	Sac de glace