

Anticorps Polyclonal Anti-Chrac1 Pour Wb, Elisa - Q9Nrg0

Numéro d'article: CM0013408

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine 1 du complexe d'accessibilité de la chromatine (CHRAC1). Validé pour le Western blot et l'ELISA, il reconnaît CHRAC1 humain, murin et de rat. Convient aux études sur le remodelage de la chromatine et l'épigénétique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KO] CHRAC1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	YCL1 ; CHARC1 ; CHARC15 ; CHRAC-1 ; CHRAC15 ; CHRAC-15 ; C1
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	54108
ID du gène	54108
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 131 de CHRAC1 humain (NP_059140.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	Q9NRG0
Poids moléculaire	15 kDa
Expédition	Sac de glace