

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Chrac1 Pour Wb, Elisa - Q9Nrg0

Numéro d'article: CM0029258

Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin Anti-CHRAC1 pour WB et ELISA, ciblant la protéine 1 du complexe d'accessibilité de la chromatine humaine (CHRAC1, 15 kDa). Validé pour un usage de recherche dans les études sur le remodelage de la chromatine et la réplication de l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du Produit	CHRAC1 Lapin pAb
Remarques/Alias	YCL1; CHARC1; CHARC15; CHRAC-1; CHRAC15; CHRAC-15; CHRAC1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	54108
GeneID	54108
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-131 de CHRAC1 humain (NP_059140.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q9NRG0
Poids Moléculaire	15kDa
Expédition	Sac de glace