

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Chrd Pour Wb, Elisa - Q9H2X0

Numéro d'article: CM0022149

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la CHRd humaine (Chordin), validé pour WB et ELISA. Convient pour la réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche en biologie du développement et la signalisation BMP.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CHRD Lap Rabbit pAb
Remarques/Alias	CHRD
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8646
GeneID	8646
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 686-955 de la CHRd humaine (NP_003732.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q9H2X0
Poids moléculaire	102kDa
Expédition	Sac de glace