

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Chrfam7A Pour Wb, Elisa - Q494W8

Numéro d'article: CM0014776

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine de fusion humaine CHRFAM7A. Validé pour le Western blot et l'ELISA, réactif croisé avec la souris et le rat. Idéal pour les études en neurosciences sur l'expression des protéines membranaires de l'hippocampe.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CHRFAM7A Lapin pAb
Remarques/Alias	D-10 ; CHRNA7 ; NACHRA7 ; CHRNA7-DR1 ; CHRFAM7A
Espèce	Humain
Identifiant du gène	89832
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-150 de CHRFAM7A humain (NP_647536.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q494W8
Poids moléculaire de la protéine	46 kDa
Expédition	Sac de glace