

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Chrfam7A Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q494W8

Numéro d'article: CM0028805

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine de fusion humaine CHRFAM7A (CHRNA7-FAM7A), validé pour le Western blot, l'IHC-P et l'ELISA. Présente une réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études en neurosciences.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du Produit	CHRFAM7A pAb de Lapin
Remarques/Alias	D-10 ; CHRNA7 ; NACHRA7 ; CHRNA7-DR1 ; CHRFAM7A
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	89832
GeneID	89832
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-150 de CHRFAM7A humain (NP_647536.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q494W8
Poids Moléculaire Protéique	46 kDa
Expédition	Sac de glace