

Anticorps Polyclonal Anti-Chrm1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P11229

Numéro d'article: CM0022849



Introduction

Anticorps Polyclonal Lapin CHRM1 ciblant le récepteur muscarinique de l'acétylcholine M1 (P11229). Validé en WB, IF/ICC, ELISA sur l'homme, la souris, le rat. Idéal pour les études sur les RCPG et les neurosciences.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Description
Nom du Produit	CHRM1 Lapin pAb
Remarques/Alias	M1, HM1, M1R, CHRM1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1128
GeneID	1128
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P11229
Poids Protéique	51kDa
Expédition	Sac de glace