

Anticorps Polyclonal Anti-Chrm1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P11229

Numéro d'article: CM0021884



Introduction

Le CHRM1 Rabbit pAb est un anticorps polyclonal ciblant le récepteur muscarinique M1 de l'acétylcholine, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA sur des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation des GPCR et les neurosciences.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CHRM1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	M1, HM1, M1R, CHRM1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	1128
Identifiant du gène	1128
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 251 et 350 de la protéine CHRM1 humaine (NP_000729.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P11229
Poids de la protéine	51 kDa
Expédition	Sachet de glace