


Anticorps Polyclonal Anti-Chrm3 Pour Wb, Elisa - P20309

Numéro d'article: CM0022004



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la CHRM3 humaine. Adapté pour WB et ELISA, réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Immunogène recombinant (aa 390-475). Idéal pour les études de signalisation des GPCR.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CHRM3 Rabbit pAb
Remarques / Alias	HM3, PBS, EGBRS, CHRM3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1131
GeneID	1131
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 390-475 de la CHRM3 humaine (NP_000731.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P20309
Poids de la protéine	66 kDa
Expédition	Sac de glace