


Anticorps Polyclonal Anti-Chrm5 Pour Wb Et Elisa - P08912

Numéro d'article: CM0024980



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin CHRM5 validé pour WB et ELISA, réagissant avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation des GPCR et les études sur les récepteurs muscariniques en neurosciences et pharmacologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin CHRM5
Remarques/Alias	HM5 ; CHRM5
Espèce	Humain
GeneID (humain)	1133
GeneID	1133
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 275-370 du CHRM5 humain (NP_036257.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P08912
Poids moléculaire de la protéine	60 kDa
Expédition	Sac de glace