


Anticorps Polyclonal Anti-Chrna1 Pour Wb, If, Ihc, Elisa - P02708

Numéro d'article: CM0026988



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre le CHRNA1 humain, adapté pour le WB, l'IF-P, l'IHC-P et l'ELISA. Détecte la protéine CHRNA1 humaine et murine, ~52 kDa. Idéal pour la recherche sur les jonctions neuromusculaires et les canaux ioniques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CHRNA1 Lapin pAb
Remarques/Alias	ACHRA ; ACHRD ; CHRNA ; CMS1A ; CMS1B ; CMS2A ; FCCMS ; SCCMS ; CHRNA1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1134
Immunogène	Protéine recombinante ; Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 105-220 du CHRNA1 humain (NP_000070.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P02708
Poids moléculaire de la protéine	52 kDa
Expédition	Sac de glace