

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Chrna5 Pour Wb Et Elisa - P30532

Numéro d'article: CM0021190

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant CHRNA5, validé pour Western blot et ELISA. Réagit avec CHRNA5 humain et murin, une sous-unité de récepteur nicotinique neuronale impliquée dans la dépendance à la nicotine. Adapté à la recherche en neurosciences et sur la dépendance.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CHRNA5 pAb de lapin
Remarques / Alias	LNCR2; CHRNA5
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	1138
ID du gène	1138
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant les acides aminés 23 à 240 de CHRNA5 humain (NP_000736.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P30532
Poids de la protéine	53 kDa
Expédition	Sac de glace