

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Chrna6 Pour Wb, Elisa - Q15825

Numéro d'article: CM0028594



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre le CHRNA6 humain, validé pour le WB et l'ELISA, avec réactivité croisée avec la souris. Idéal pour l'étude des récepteurs nicotiniques à l'acétylcholine dans la recherche en neurosciences.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin CHRNA6
Remarques/Alias	CHNRA6 ; CHRNA6
Espèce	Humain
GeneID (humain)	8973
GeneID	8973
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q15825
Poids protéique	57 kDa
Expédition	Sac de glace