

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Chrna7 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P36544

Numéro d'article: CM0022961



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre CHRNA7 (récepteur nAChR alpha-7). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit avec les protéines humaines, de souris et de rat. L'immunogène recombinant cible le domaine extracellulaire. Idéal pour les recherches sur la neuroinflammation et la signalisation cholinergique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CHRNA7 Rabbit pAb
Remarques/alias	NACHRA7; CHRNA7-2; CHRNA7
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	1139
ID du gène	1139
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 23-230 de la protéine CHRNA7 humaine (NP_001177384.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	P36544
Poids moléculaire	54 kDa
Expédition	Sac réfrigérant