

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Chrna9 Pour Wb, Elisa - Q9Ugm1

Numéro d'article: CM0025482



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la sous-unité alpha-9 du récepteur neuronal de l'acétylcholine (CHRNA9) humain. Validé pour WB et ELISA, avec réactivité sur des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour la recherche en neurosciences et sur les canaux ioniques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CHRNA9 Lapin pAb
Remarques/Alias	NACHRA9; HSA243342; CHRNA9
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	55584
GeneID	55584
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UGM1
Poids de la protéine	55kDa
Expédition	Sac de glace