


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Chrnb2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P17787

Numéro d'article: CM0030557



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le CHRNB2 humain (sous-unité bêta-2 du récepteur nicotinique neuronal). Convient pour le WB, l'IF/ICC, l'ELISA avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche en neurosciences et sur les canaux ioniques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	CHRNA2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	EFNL3; nAChRB2; CHRNA2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1141
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 340-430 du CHRNA2 humain (NP_000739.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P17787
Poids Moléculaire Protéique	57kDa
Expédition	Sac de glace