


## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Chrne Pour Wb, Elisa - Q04844

Numéro d'article: CM0016215



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-CHRNE validé pour WB et ELISA, reconnaissant le sous-unité epsilon du récepteur de l'acétylcholine humain, souris et rat. Idéal pour la recherche sur la jonction neuromusculaire et les canaux ioniques. SWISS : Q04844.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                      |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du Produit       | CHRNE Lapin pAb                                                                                                             |
| Remarques/Alias      | MGI; FIM1; FIMG; ACHRE; CMS1D; CMS1E; CMS2A; CMS4A; CMS4B; CMS4C; FCCMS; FIMG1; SCCMS; CMS1A1; CHRNE                        |
| Espèce               | Humain                                                                                                                      |
| GeneID (Humain)      | 1145                                                                                                                        |
| GeneID               | 1145                                                                                                                        |
| Immunogène           | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-239 du CHRNE humain (NP_000071.1) |
| Source               | Lapin                                                                                                                       |
| Catégorie            | Anticorps Polyclonaux                                                                                                       |
| Application          | WB, ELISA                                                                                                                   |
| Réactivité Croisée   | Humain, Souris, Rat                                                                                                         |
| SWISS                | Q04844                                                                                                                      |
| Poids de la Protéine | 55kDa                                                                                                                       |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                |