

Anticorps Polyclonal Anti-Chrng Pour Wb, Elisa - P07510

Numéro d'article: CM0028088

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la sous-unité gamma du récepteur de l'acétylcholine humain (CHRG). Validé pour le Western blot et l'ELISA, avec réactivité croisée avec les échantillons humains, de souris et de rat. Adapté pour les applications de recherche sur les canaux ioniques et la jonction neuromusculaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CHRG Rabbit pAb
Remarques / Alias	ACHRG; CHRG
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1146
GeneID	1146
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 328-517 de la protéine CHRG humaine (NP_005190.4).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P07510
Poids de la protéine	58kDa
Expédition	Sac de glace