

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Chromogranine A Pour If-P, Ihc-P, Elisa - P10645

Numéro d'article: CM0010910



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-chromogranine A validé pour IF-P, IHC-P, ELISA. Réaction croisée avec l'homme, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la neuroendocrinologie, le système cardiovasculaire et l'immunité innée. - P10645

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Chromogranine A mAb de lapin
Remarques / Alias	CGA; PHE5; PHE5; Chromogranine A
Espèce	Humain
GenelD	1113
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de la chromogranine A humaine (P10645)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P10645
Poids de la protéine	51 kDa
Expédition	Sac de glace