

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Chromogranine B Pour Wb, Elisa - P05060

Numéro d'article: CM0010923

Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-Chromogranine B (SCG1) pour WB et ELISA, réagissant de manière croisée avec l'humain et le rat. Idéal pour la recherche sur les granules sécrétoires neuroendocrines et le développement de diagnostics.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Chromogranine B mAb Lapin
Remarques/Alias	SCG1; Chromogranine B
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1114
GeneID	1114
Immunogène	Peptide Synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Rat
SWISS	P05060
Poids Protéique	78 kDa
Expédition	Sac de glace