

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Chtf18 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q8Wvb6

Numéro d'article: CM0024489



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le CHTF18 humain, validé pour le WB, l'IF/ICC et l'ELISA. Reconnaît le CHTF18 humain et de rat, un facteur de cohésion des chromosomes. Idéal pour les études sur le cycle cellulaire et la réplication de l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CHTF18 Rabbit pAb
Remarques/Alias	CHL12 ; Ctf18 ; RUVBL ; C16orf41 ; C321D2.2 ; C321D2.3 ; C321D2.4 ; CHTF18
Espèce	Humain
GeneID (humain)	63922
GeneID	63922
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 794-975 du CHTF18 humain (NP_071375.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q8WVB6
Poids moléculaire protéique	107 kDa
Expédition	Sac de glace