

Anticorps Polyclonal Anti-Chuk (Ikk α) Pour If/Icc, If-P, Elisa - G3V926

Numéro d'article: CM0020569

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le CHUK de rat (IKK α , IkbKA). Validé pour IF/ICC, IF-P, ELISA avec réactivité croisée pour l'humain et la souris. Idéal pour la recherche sur la signalisation NF- κ B.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CHUK Lapin pAb
Remarques/Alias	Ikk α ; Ikbka
Espèce	Rat
GenelD (Humain)	1147
GenelD	309361
Immunogène	Protéine recombinante correspondant à une séquence située dans les acides aminés 400-660 du CHUK de rat (NP_001101058.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IF/ICC, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	G3V926
Poids moléculaire	78kDa
Expédition	Sac de glace