

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Chx10 (Vsx2) Pour Wb Et Elisa - P58304

Numéro d'article: CM0002269

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute spécificité ciblant CHX10 (VSX2) humain, validé pour Western blot et ELISA, avec réaction croisée chez la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le développement rétinien et la régulation transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CHX10 Rabbit mAb
Remarques / Alias	RET1; CHX10; HOX10; MCOP2; MCOPCB3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	338917
GeneID	338917
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 262 et 361 de CHX10 humain (P58304)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, ELISA
Réaction croisée	Souris, Rat
SWISS	P58304
Poids de la protéine	39 kDa
Expédition	Sac de glace