


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ciao1 Pour Wb, Elisa - 076071

Numéro d'article: CM0030507



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-CIAO1 validé pour WB et ELISA, ciblant la protéine humaine CIAO1 (CIA1/WDR39), un facteur d'assemblage cytosolique du fer-soufre ; réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la biogenèse des protéines Fe/S et la ségrégation chromosomique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CIAO1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	CIA1 ; WDR39 ; CIAO1
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	9391
Identifiant de gène	9391
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 339 de la CIAO1 humaine (NP_004795.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	076071
Poids de la protéine	38 kDa
Expédition	Sac de glace