


Anticorps Polyclonal Anti-Ciap1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13490

Numéro d'article: CM0017475



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin détectant cIAP1 humain, murin et rat (BIRC2). Validé pour le Western blot, l'IHC-P, l'IF/ICC et l'ELISA. Cible une ubiquitine-ligase E3 régulant l'apoptose et la signalisation NF-κB.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	cIAP1 pAb de lapin
Remarques/Alias	API1, MIHB, HIAP2, RNF48, cIAP1, Hiap-2, c-IAP1
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	329
GeneID	329
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 331-420 de cIAP1 humain (NP_001157.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q13490
Poids de la protéine	70 kDa
Expédition	Sac de glace