


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ciap2 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13489

Numéro d'article: CM0017133



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le cIAP2 humain (BIRC3, API2), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur l'apoptose, la signalisation NF-κB et l'immunité innée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	cIAP2 Lapin pAb
Remarques/Alias	AIP1; API2; MIHC; CIAP2; HAIP1; HIAP1; IAP-1; MALT2; RNF49; c-IAP2; cIAP2
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	330
ID de gène	330
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 100-130 du cIAP2 humain (NP_001156.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13489
Poids de la protéine	68kDa
Expédition	Sac de glace