


Anticorps Polyclonal Anti-Ciapiin1 Pour Wb, If/Icc - Q6Fi81

Numéro d'article: CM0029187



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-CIAPIN1 pour les applications WB, IF/ICC, IP, ELISA. Reconnaît le CIAPIN1 humain et murin, une protéine d'assemblage des clusters Fe-S impliquée dans la biogenèse du fer-soufre cytosolique et la régulation de l'apoptose. Optimal pour la recherche sur la mort cellulaire et le métabolisme du fer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAb Lapin CIAPIN1
Remarques/Alias	DRE2 ; CIAE2 ; PRO0915 ; Anamorsine ; CIAPIN1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	57019
GeneID	57019
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-312 du CIAPIN1 humain (NP_064709.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q6FI81
Poids Moléculaire Protéique	34 kDa
Expédition	Sac de glace