


Anticorps Polyclonal Anti-Cib1 Pour Wb, Elisa - Q99828

Numéro d'article: CM0028384



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le CIB1 humain, validé pour le Western blotting (WB) et l'ELISA. Réagit avec des échantillons humains, de souris et de rat. Convient pour l'étude de l'adhésion cellulaire, de la signalisation des intégrines et de la biologie du cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Détails
Nom du produit	CIB1 Lapin pAb
Remarques/Alias	CIB; CIBP; KIP1; PRKDCIP; SIP2-28; CIB1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10519
GeneID	10519
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-191 du CIB1 humain (NP_006375.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q99828
Poids de la protéine	22kDa
Expédition	Sac de glace