

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cic (Capicua) Pour Wb Et Elisa - Q96Rk0

Numéro d'article: CM0013996



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le CIC humain (homologue de capicua), adapté aux applications de Western blot et d'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. Utile pour les études du développement du système nerveux central et de la répression transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CIC Rabbit pAb
Remarques/alias	MRD45 ; CIC
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	23152
ID du gène	23152
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1379-1608 du CIC humain (NP_055940.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q96RK0
Poids moléculaire de la protéine	164 kDa
Expédition	Sac de glace