


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cidea Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O60543

Numéro d'article: CM0025371



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-CIDEA validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Cible la fusion des gouttelettes lipidiques et l'apoptose. Idéal pour la recherche métabolique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin CIDEA
Remarques/Alias	CIDE-A ; CIDEA
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	1149
ID du gène	1149
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-219 du CIDEA humain (NP_001270.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	O60543
Poids protéique	25 kDa
Expédition	Sac de glace