


Anticorps Polyclonal Anti-Cideb Pour Wb, Elisa - Q9Uhd4

Numéro d'article: CM0019387



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le CIDEB humain, validé pour la WB et l'ELISA. Détecte le CIDEB endogène dans les études sur les gouttelettes lipidiques et présente une réactivité croisée avec la souris. Convient à la biologie des hépatocytes et aux recherches sur la maturation des VLDL.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CIDEB Rabbit pAb
Remarques/Alias	CIDEB ; activateur de la mort cellulaire CIDE-B ; IN ; LHR ; MC56 ; MDU2 ; MDU3 ; MIC4 ; Pgp1 ; CDW44 ; CSPG8 ; HCELL ; HUTCH-I ; ECMR-III
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	27141
GeneID	27141
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 80 à 160 du CIDEB humain (NP_001305736).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q9UHD4
Poids moléculaire de la protéine	25 kDa
Expédition	Sac de glace