


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cideb Pour Wb, Elisa - Q9Uhd4

Numéro d'article: CM0021272



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le CIDE-B humain, validé pour WB et ELISA. Le CIDE-B est une lipide transférase impliquée dans la fusion des gouttelettes lipidiques, la maturation des VLDL et l'entrée du VHC. Convient pour la recherche sur les maladies hépatiques et métaboliques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-CIDE-B
Remarques/Alias	CIDE-B ; activateur de mort cellulaire CIDE-B ; IN ; LHR ; MC56 ; MDU2 ; MDU3 ; MIC4 ; Pgp1 ; CDW44 ; CSPG8 ; HCELL ; HUTCH-I ; ECMR-III
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	27141
GeneID	27141
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9UHD4
Poids protéique	25 kDa
Expédition	Sac de glace