

Anticorps Polyclonal Anti-Cingulin Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9P2M7

Numéro d'article: CM0021864

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la cinguline humaine (CGN). Validé pour WB, IHC-P, ELISA. Idéal pour la biologie des jonctions serrées et la recherche sur la barrière épithéliale. Réagit de manière croisée avec l'humain.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	CGN Lapin pAb
Remarques/Alias	CGN; cinguline
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	57530
ID de Gène	57530
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 904-1203 de la CGN humaine (NP_065821.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q9P2M7
Poids Protéique	137kDa
Expédition	Sac de glace