

Anticorps Polyclonal Anti-Cinp (Protéine Interagissant Avec La Kinase Dépendante De La Cycline 2) Pour Wb, Elisa - Q9Bw66

Numéro d'article: CM0020405



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la CINP humaine, validé pour le WB et l'ELISA. Détecte la CINP humaine et de rat. Convient à la recherche sur la réplication de l'ADN, le cycle cellulaire et les dommages à l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CINP Rabbit pAb
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	51550
GeneID	51550
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-212 de la CINP humaine (NP_116019.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q9BW66
Poids de la protéine	24kDa
Expédition	Sac de glace