

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cip4 Pour Wb Et Elisa - Q15642

Numéro d'article: CM0002118



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin Cip4 validé pour WB et ELISA. Réagit avec la protéine 4 interagissant avec Cdc42 humaine et murine, impliquée dans l'endocytose et la signalisation de l'insuline. Convient pour la recherche sur le cytosquelette et la biologie cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin Cip4
Remarques/Alias	STP ; CIP4 ; HSTP ; STOT ; TRIP-10 ; Cip4
Espèce	Humain
GeneID	9322
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du Cip4 humain (Q15642).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q15642
Poids protéique	68kDa
Expédition	Sac de glace