


Anticorps Monoclonal Anti-Cirbp Pour Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa - Q14011

Numéro d'article: CM0003635



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-CIRBP validé pour WB, IP, IF-P, IHC-P et ELISA. Réagit avec le CIRBP humain, une protéine de liaison à l'ARN inductible par le froid impliquée dans la réponse au stress et la survie cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	CIRBP Lapin mAb
Remarques/Alias	CIRP; CIRBP
Espèce	Humain
GenelD (humain)	1153
GenelD	1153
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-172 du CIRBP humain (Q14011)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q14011
Poids Moléculaire	19kDa
Expédition	Sac de glace