


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cirbp/Cirp Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q14011

Numéro d'article: CM0028951



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine CIRBP (CIRP) humaine, validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réaction croisée avec la souris et le rat. Poids moléculaire de la cible : 19 kDa ; impliqué dans la réponse au stress induit par le froid et la liaison à l'ARN. Destiné à la recherche dans les études sur le stress génotoxique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Description
Nom du produit	CIRBP Rabbit pAb
Remarques / Alias	CIRP ; CIRBP
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	1153
ID du gène	1153
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-172 de la protéine CIRBP humaine (NP_001271.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q14011
Poids de la protéine	19 kDa
Expédition	Sac de glace