


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cisd1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nz45

Numéro d'article: CM0018434



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre Cisd1 humain (mitoNEET), adapté pour WB, IF/ICC et ELISA ; réagit également avec les protéines de souris et de rat. Idéal pour l'étude du transfert des clusters fer-soufre mitochondriaux, de la détection rédox et de la phosphorylation oxydative.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CISD1 pAb de lapin
Remarques/Alias	ZCD1 ; MDS029 ; C10orf70 ; mitoNEET ; CISD1
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	55847
GeneID	55847
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 29-108 de CISD1 humain (NP_060934.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Souris, rat
SWISS	Q9NZ45
Poids moléculaire de la protéine	12 kDa
Expédition	Sac de glace