


Anticorps Polyclonal Anti-Cisd2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q8N5K1

Numéro d'article: CM0027393



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin Cisd2 validé pour WB, IHC-P, ELISA, réagit de manière croisée avec l'Humain, la Souris, le Rat. Cible la protéine 2 contenant le domaine fer-soufre CDGSH, un régulateur clé de l'autophagie et une protéine liée à la longévité.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin Cisd2
Remarques/Alias	ERIS ; WFS2 ; ZCD2 ; NAF-1 ; Miner1 ; Cisd2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	493856
GeneID	493856
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 61-135 du Cisd2 humain (NP_001008389.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8N5K1
Poids protéique	15 kDa
Expédition	Sac de glace