


Anticorps Polyclonal Anti-Cisd2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q8N5K1

Numéro d'article: CM0017416



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la protéine humaine Cisd2 (ERIS/Miner1), validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit avec des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur l'autophagie et le stress du réticulum endoplasmique (RE).

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-CISD2
Remarques/Alias	ERIS ; WFS2 ; ZCD2 ; NAF-1 ; Miner1 ; CISD2
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	493856
ID de gène	493856
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 61-135 de la CISD2 humaine (NP_001008389.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8N5K1
Poids de la protéine	15 kDa
Expédition	Sac de glace