

Anticorps Polyclonal Anti-Cish Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nse2

Numéro d'article: CM0017761

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-CISH validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Reconnaît le CISH humain, murin et de rat (CIS-1, SOCS), impliqué dans la signalisation JAK-STAT5. Issu de lapin, avec une protéine recombinante comme immunogène. Idéal pour les recherches sur la régulation des cytokines et la transduction des signaux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CISH pAb de lapin
Remarques/Synonymes	CIS; G18; SOCS; CIS-1; BACT52; CISH
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	1154
GeneID	1154
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 17 à 130 du CISH humain (NP_659508.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q9NSE2
Poids moléculaire de la protéine	29 kDa
Expédition	Sac de glace