

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Cish Pour Wb, Ip, Elisa - Q9Nse2

Numéro d'article: CM0010582

Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-CISH validé pour WB, IP, ELISA sur échantillons humains. Détecte la protéine contenant le domaine SH2 inductible par les cytokines d'environ 29 kDa, un régulateur clé de la signalisation JAK-STAT5. Idéal pour la recherche sur la transduction du signal.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	CISH mAc Lapin
Remarques/Alias	CIS; G18; SOCS; CIS-1; BACTS2
Espèce	Humain
GeneID (humain)	1154
GeneID	1154
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-170 du CISH humain (NP_659508.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q9NSE2
Poids Protéique	29kDa
Expédition	Sac de glace