

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cish Pour Wb & Elisa - Q9Nse2

Numéro d'article: CM0027348

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le CISH humain, validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Le CISH régule la signalisation des cytokines via l'inhibition de la voie JAK-STAT, idéal pour la recherche en immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CISH Lapin pAb
Remarques/Alias	CIS; G18; SOCS; CIS-1; BACTS2; CISH
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1154
GeneID	1154
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q9NSE2
Poids de la protéine	29kDa
Expédition	Sac de glace