

Anticorps Monoclonal Anti-Synthase Du Citrate Pour Wb - 075390

Numéro d'article: CM0012012



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la synthase du citrate humaine (CS), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec les protéines de souris et de rat. Réactif clé pour les études du métabolisme mitochondrial.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-synthase du citrate
Remarques/Alias	CS ; synthase du citrate
Espèce	Humaine
ID du gène	1431
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 367 et 466 de la synthase du citrate humaine (075390).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	075390
Poids de la protéine	52 kDa
Expédition	Sac de glace