

Anticorps Monoclonal Anti-Citrate Synthétase Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O75390

Numéro d'article: CM0007155



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la citrate synthase humaine. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Validé pour les applications WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Idéal pour la recherche sur le métabolisme mitochondrial et le cycle de TCA.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Citrate Synthétase Lapin mAb
Remarques/Alias	CS; citrate synthase; Citrate Synthétase
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	1431
ID de Gène	1431
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 28-145 de la Citrate Synthétase humaine (NP_004068.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O75390
Poids Protéique	52kDa
Expédition	Sac de glace