

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Citrate Synthase Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O75390

Numéro d'article: CM0007118



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin dirigé contre la citrate synthase humaine (CS, O75390). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur le cycle de Krebs et le métabolisme.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-citrate synthase
Remarques/Alias	CS ; citrate synthase ; citrate synthase
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	1595
GeneID	1431
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 28 à 145 de la citrate synthase humaine (NP_004068.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	O75390
Poids moléculaire	52 kDa
Expédition	Pack de glace