


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ck14 Pour Wb, If, Elisa - P02533

Numéro d'article: CM0023593



Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin CK14 est validé pour WB, IF/ICC, IF-P, ELISA, avec réactivité pour CK14 humain, souris et rat. Convient pour les applications de recherche en biologie épithéliale et dermatologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	CK14 Lapin pAb
Remarques/Alias	KRT14; CK14; EBS3; EBS4; K14; NFJ; kératine 14
Espèce	Humain
GeneID	3861
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 372-472 du CK14 humain (NP_000517.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P02533
Poids Protéique	51kDa
Expédition	Sac de glace