

Anticorps Polyclonal Anti-Ckap4 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q07065

Numéro d'article: CM0025729

Introduction

Anticorps Polyclonal (pAb) de Lapin anti-CKAP4 validé pour les applications WB, IF/ICC, ELISA. Reconnaît le CKAP4 humain, souris et rat, une protéine membranaire du réticulum endoplasmique de 66 kDa (SWISS Q07065). Idéal pour la recherche IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du Produit	pAb de Lapin anti-CKAP4
Remarques/Alias	p63; CLIMP63; CLIMP-63; ERGIC-63; CKAP4
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	10970
ID de Gène	10970
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 130-400 du CKAP4 humain (NP_006816.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q07065
Poids Protéique	66kDa
Expédition	Sac de glace