


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ckap5 Pour Wb, Ip, If/Icc, If-P, Elisa - Q14008

Numéro d'article: CM0024828



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-CKAP5 élevé contre CKAP5 humain (ch-TOG), validé pour WB, IP, IF/ICC, IF-P et ELISA avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la dynamique des microtubules, de l'organisation du fuseau mitotique et de la biologie tumorale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CKAP5 Lapin pAb
Remarques/Alias	TOG, MSPS, TOGp, CHTOG, ch-TOG, CKAP5
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9793
GeneID	9793
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1763-2032 de CKAP5 humain (NP_001008938.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IP, IF/ICC, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q14008
Poids moléculaire	225kDa
Expédition	Sac glace